

FICHE TECHNIQUE

Référence	045405
Désignation	Barrettes de 8 microtubes et capuchons



Description :

- ✓ Volume : 0.2 ml
- ✓ Barrettes de 8 microtubes
- ✓ Capuchons attachés en dôme
- ✓ Evite la recherche de tubes et de bouchons
- ✓ Elimine les contaminations croisées
- ✓ RNase/DNase free
- ✓ Inhibiteur de PCR free
- ✓ Endotoxine free
- ✓ Coloris : naturel

Unité de vente :

120 Barrettes de 8 microtubes et 8 capuchons
