

FICHE TECHNIQUE

Référence	045420
Désignation	Piston Pellet



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour la remise en suspension de précipités protéiques et nucléiques, l'homogénéisation des cellules
- ✓ Usage unique
- ✓ Exempte de RNase et DNase
- ✓ Coloris panachés : rouge, bleu, vert, violet, orange
- ✓ Pour microtubes 1,5 ml
- ✓ Longueur : 86,18 mm

Unité de vente :

10 Pistons
