

FICHE TECHNIQUE

Référence	045442
Désignation	PORTOIR REVERSIBLE MULTIFACE



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Autoclavable
- ✓ Accepte bain-marie et congélation
- ✓ 4 Faces pour :
 - 12 tubes Ø 25 mm
 - 20 tubes Ø 20 mm
 - 24 tubes coniques 50 ml Ø 17 mm
 - 40 tubes Ø 13 mm
- ✓ Dimension : L x l x h : 195 x 100 x 100 mm
- ✓ Coloris : Rouge

Unité de vente :

1 Portoir