


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	045470
<b>Désignation</b>	Portoir multi-tubes



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec couvercle translucide
- ✓ Avec index alphanumérique
- ✓ Superposable
- ✓ Jeu de 5 coloris assortis (bleu, vert, orange, rose, jaune)

### Certificats :

- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité :
  - 32 microtubes individuels 0,2 ml PCR
  - 16 microbutes 0,5 ml
  - 24 microtubes 1,5 ou 2 ml
- ✓ Températures d'utilisation : -80°C à +121°C

### Unité de vente :

5 Portoirs multi-tubes