


FICHE TECHNIQUE

Référence	045476
Désignation	Portoirs



Description :

- ✓ Pour stockage de 96 microtubes 0,2 ml
- ✓ Format micro-plaques
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Utilisable seul ou peut se clipser sur un portoir A
- ✓ Jeu de 5 coloris assortis
- ✓ Dimensions avec couvercle : 126 x 86 x 33 mm
- ✓ Dimensions sans couvercle : 126 x 86 x 11 mm

Unité de vente :

5 Portoirs