

Désignation

- Portoir Isofreeze

Référence

- 045489

Unité de vente

1 Portoir réfrigérant



Description

Portoir réversible réfrigérant de paillasse pour 20 microtubes 1,5 ml sur une face ou 0,5 ml sur l'autre face. En polycarbonate incassable, rempli d'un gel non toxique, il est muni d'un couvercle transparent.

Caractéristiques techniques

- En polycarbonate
- Autoclavable
- Stockage à 0 °C pendant 5 heures
- Coloris : blanc

