

Désignation

- Portoir Isofreeze Bleu -20°C

Référence

- 045490

Unité de vente : 1



- 
- Portoir de maintien en température IsoFreeze® Flipper®.
  - Indexation : 1 à 20
  - Dimensions : 172 x 104 x 108 mm
  - Couleurs : Bleu
  - 20 puits au format 4 x 5.
  - Protection thermique constante.
  - Maintient une température de 20 °C pendant au moins cinq heures.
  - Un côté peut accueillir 20 tubes de 1,5/2,0 ml et l'autre 20 tubes de 0,5 ml.
  - Matériau : polycarbonate résistant.
  - Les portoirs sont remplis d'un gel inerte et non toxique.
  - Couvercle inclus.

