

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	045496
<b>Désignation</b>	Cryoboîte



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Pour 50 cryotubes 2ml ou microtubes 1.5 ml ou 2 ml
- ✓ Stockage jusqu'à -90 ° C
- ✓ Séparateurs intégrés moulés
- ✓ Couvercle battant à verrouillage
- ✓ Zone d'inscription
- ✓ Repérage alphanumérique
- ✓ Coloris : Jaune
- ✓ L x l x h : 71 x 152 x 53 mm
- ✓ Autoclavable

### Unité de vente :

1 Cryoboîte