

FICHE TECHNIQUE

Référence	045515
Désignation	Microtubes



Description :

- ✓ Hydrophobe (faible adsorption)
- ✓ Réduisent l'adsorption des protéines
- ✓ Leur conception facilite la récupération des culots d'acide nucléique
- ✓ Exempts de RNase, DNase et de pyrogènes
- ✓ Conviennent particulièrement aux travaux sur protéines d'ADN ou d'ARN
- ✓ Gradués
- ✓ Étanches
- ✓ Autoclavables
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Volume : 2 ml

Unité de vente :

250 Microtubes
