

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | 045519 |
| Désignation | Microtube à fermeture ferme 0,5 ml |



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec graduations
- ✓ Avec surface d'inscription
- ✓ Avec capuchon à fermeture ferme garantissant l'absence d'ouverture accidentelle lorsque le microtube est chauffé
- ✓ Exempt de RNase, DNase et d'ADN
- ✓ Centrifugeable à 20 000 g (max. 35 000 g)
- ✓ Autoclavable à +121°C
- ✓ Congelable à -90°C
- ✓ Coloris : orange
- ✓ Volume 0,5 ml

Unité de vente :

1000 Microtubes à fermeture ferme 0,5 ml
