

FICHE TECHNIQUE

Référence	045521
Désignation	Microtubes



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Haute qualité de finition
- ✓ Lèvres de capuchons pour une ouverture facile
- ✓ Fermetures ClickFit et LockFit renforcées
- ✓ Remarquable transparence
- ✓ Graduation
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 38 000 g
- ✓ Utilisables de -190 °C à +121 °C
- ✓ Versions certifiées DNase et RNase free
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Coloris : ambré

Unité de vente :

500 Microtubes
