

FICHE TECHNIQUE

Référence	045537
Désignation	Microtube pp gradué 1,5 ml orange fluo



Description :

- ✓ Microtubes à centrifuger gradués de 1,5 ml avec bouchon anti-ébullition
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Remplissage maximum : 1,7 ml
- ✓ Les bouchons anti-ébullition sont idéaux pour les applications rigoureuses à haute température et les conditions de stockage étroites.
- ✓ Le polymère cristallin facilite la visualisation des échantillons.
- ✓ Graduations tous les 100 μ L pour une estimation facile du volume.
- ✓ Plage de température : - 80°C à +121°C.
- ✓ Pour une utilisation dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire et la biologie moléculaire.
- ✓ Certifié exempt de RNase, DNase, ADN, inhibiteurs de PCR détectables et testé apyrogène.

Unité de vente :

500 Microtubes