

FICHE TECHNIQUE

Référence	045568A
Désignation	Barrette 8 bouchons domes pour tubes 1,2 ml



Description :

- ✓ Bandes de 8 capsules
- ✓ Matière : polypropylène ultra-pur de haute clarté - bouchons en polyéthylène
- ✓ Empreinte SBS ; Format 8 × 12. Idéal pour l'automatisation / HTS.
- ✓ Pour une utilisation dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire et la biologie moléculaire.
- ✓ Certifié exempt de RNase DNase détectable, d'ADN, d'inhibiteurs de PCR et testé apyrogène.
- ✓ Non stériles

Unité de vente :

125 Barrettes
