

FICHE TECHNIQUE

Référence	045656
Désignation	Barrette de 8 tubes PCR Vari-Strips



Description :

- ✓ En polypropylène vierge de qualité médicale
- ✓ Ultra lisse, paroi mince
- ✓ Barrette seule avec bouchons plats optiques
- ✓ Coloris naturel
- ✓ Exempt de DNase, RNase, ADN humain, Endotoxine
- ✓ Non pyrogène
- ✓ Puits de 0,1 ml
- ✓ Volume de travail : <100 µl – capacité totale du puit : <200 µl
- ✓ Dimensions puits (Ø x prof) 5,50 x 14,20 mm
- ✓ Dimensions de la bande (L x l x h) 82 x 8,20 x 15,60 mm

Unité de vente :

120 Barrettes
