

FICHE TECHNIQUE

Référence	045660
Désignation	Barrette de 8 tubes PCR 0,2 ml



Description :

- ✓ Barrette de 8 tubes PCR
- ✓ En polypropylène vierge de qualité médicale (Low Bind)
- ✓ Bouchons individuels plats optiques pour la fluorescence (QPCR)
- ✓ Tubes attachés les uns aux autres par 3 attaches pour une meilleure rigidité

Certificats :

- ✓ Fabriqué en chambre propre
- ✓ Exempt de DNases, RNases

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 0,2 ml

Unité de vente :

120 Barrettes de 8 tubes PCR