

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	045682
<b>Désignation</b>	Plaque PCR 96 puits



### Description :

- ✓ Type "Hardshell" à 2 composants de plastique : polycarbonate rigide pour le cadre et la jupe, puits en polypropylène qualité médicale, paroi fine
- ✓ Semi-jupé
- ✓ Paroi fine, pas de déformation, meilleure adhérence des films adhésifs, optimisée pour le thermo-soudage
- ✓ Standard SBS avant et après PCR
- ✓ Recommandée pour PCR à faible volume
- ✓ Utilisation fiable avec robots et empileurs
- ✓ Evaporation diminuée, économie de réactifs
- ✓ Intégrité des puits garantie
- ✓ Plaque universelle compatible ABI
- ✓ Marquage alpha-numérique pour une meilleure visibilité
- ✓ Cadre naturel / Puits givrés

### Certificats :

- ✓ exempt de DNases, RNases, ADN humain
- ✓ Production en salle blanche

### Caractéristiques techniques :

- ✓ 96 puits

**Unité de vente :** 50 Plaques PCR