


FICHE TECHNIQUE

Référence	045683
Désignation	Microplaque FrameStar



Description :

- ✓ Plaque PCR 96 puits
- ✓ Type semi-jupé
- ✓ Compatible avec les blocs FAST des machines ABI (PCR et QPCR)
- ✓ Cadre en polycarbonate pour une plus grande rigidité
- ✓ Puits en polypropylène, paroi fine pour optimiser les transferts thermiques
- ✓ Plaque à puits givrés pour une amélioration de la sensibilité de lecture
- ✓ Couleur du cadre : transparent – couleur des puits : givrés
- ✓ Dimensions : 127,76 x 85,48 mm

Unité de vente :

50 Microplaques FrameStar