

FICHE TECHNIQUE

Référence	045684
Désignation	Barrettes 8 tubes PCR 0,2 ml



Description :

- ✓ En polypropylène vierge de qualité médicale (Low Bind)
- ✓ Fabriquée en chambre propre
- ✓ Certifiées sans contaminants (apyrogènes)
- ✓ Avec bouchons dômes attachés
- ✓ Tubes attachés les uns aux autres par 3 attaches pour une meilleure rigidité
- ✓ Volume : 0,2 ml

Unité de vente :

120 Barrettes 8 tubes PCR 0,2 ml
