

**Désignation**

- Pipet Pump

**Référence**

- 045864

**Unité de vente**

1 Pipette



**Description**

Pipeteur économique manuel pour toutes pipettes de 0,2 ml à 25 ml. Par simple actionnement de la molette latérale, le Pipet Pump Plus dispose d'une manette de distribution plus rapide et d'éjection de la dernière goutte de la pipette.

**Caractéristiques techniques**

- Avec molette de distribution qui permet de pipeter ou de distribuer le liquide régulièrement
- Volume : 25 ml
- Pour pipettes en verre ou plastique
- Résistante aux bases, acides et solvants
- Facilement démontable pour nettoyage

