


FICHE TECHNIQUE

Référence	045885
Désignation	Portoir pour tubes



Description :

- ✓ Portoir pour tubes de dosage radioimmunologique
- ✓ Pour tubes 10-13 mm
- ✓ 216 emplacements
- ✓ Autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F)
- ✓ Dimensions (L X W X H) : 34.2 x 23 x 7.6cm
- ✓ Hauteur du plateau supérieur 57 mm
- ✓ Matériau : Polypropylène

Unité de vente :

1 Portoir