


FICHE TECHNIQUE

Référence	045940
Désignation	Mini barreau d'agitation Spinbar



Description :

- ✓ Mini-barreau d'agitation Spinbar en PTFE
- ✓ Pour tous les petits récipients, cuvettes, tubes etc
- ✓ Forme cylindrique
- ✓ Coloris : bleu

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable
- ✓ Agréé FDA

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (\varnothing x longueur) : 1,5 x 8 mm

Unité de vente :

1 Mini-barreau d'agitation Spinbar
