

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	045960
<b>Désignation</b>	Micro-Barreau



### Description :

- ✓ Mini-barreaux d'agitation Spinbar
- ✓ Pour tous les petits récipients, cuvettes, tubes, etc.
- ✓ Forme cylindrique
- ✓ En PTFE pur, agréé FDA
- ✓ Autoclavable
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Dimensions (l x Ø) : 3 x 3 mm

### Unité de vente :

1 Micro-Barreau