

FICHE TECHNIQUE

Référence	045984
Désignation	Barreau d'agitation



Description :

- ✓ Barreau d'agitation magnétique
- ✓ Ovoïde
- ✓ Pour récipients à fond rond
- ✓ Barreaux magnétiques recouverts de PTFE
- ✓ Avec axe-pivot
- ✓ Sans bague
- ✓ Profil hexagonal qui renforce la turbulence
- ✓ Dimensions : 19 x 9.5 mm
- ✓ Pour flacons avec volume : 10 à 100 ml

Unité de vente :

1 Barreau
