

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	045985
<b>Désignation</b>	Barreau ovoïde



### Description :

- ✓ Barreau d'agitation magnétique ovoïde recouvert de PTFE
- ✓ Axe-pivot sans bague
- ✓ Forme ovoïde qui les destinent aux récipients et ballons à fond rond de 100 à 200 ml
- ✓ Profil hexagonal qui renforce la turbulence

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  x longueur) : 12 x 25 mm

### Unité de vente :

1 Barreau cylindrique