

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	046037
<b>Désignation</b>	Barreau cylindrique



### Description :

- ✓ Barreau cylindrique en PTFE
- ✓ Forme parfaitement cylindrique
- ✓ Lisse
- ✓ Le plus économique, le plus universel

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Agréé FDA

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  x longueur) : 4,5 x 15 mm

### Unité de vente :

1 Barreau cylindrique

---