

Désignation

- Barreau aimanté à pivot 15x8mm



Référence

- 046069

Unité de vente : 1

---

**Description**

- Barre d'agitation en PTFE, anneau pivotant PTFE conforme aux exigences FDA et USP Classe VI
- Taille : Longueur : 15mm  $\pm$  5%
- Diamètre : 8 mm  $\pm$  10 %
- Noyau : aimant permanent Alnico V.
- Température d'utilisation maximale : env. 280°C
- Stérilisation : chimique et thermique, mais PAS de rayonnement gamma
- Résistance chimique : Quasiment totale

