

Désignation

- Barreau aimante a pivot 20x6mm



Référence

- 046070

Unité de vente : 1

Description

- Barreau d'agitation magnétique cylindrique à bague pivot Spinbar l x \varnothing = 20 x 6 mm
- La forme octogonale renforce l'effet d'agitation et de turbulence
La bague-pivot soudée forme un axe éliminant les sources de frottement et maximisant l'efficacité de l'agitatio
- Matériau : PTFE Pur
- Dimensions : l x \varnothing : 20 x 6 mm
- Couleur : Blanc
- Forme : Cylindrique

