

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------|
| Référence | 046076 |
| Désignation | Barreau |



Description :

- ✓ Barreau cylindrique
- ✓ Bague pivot
- ✓ Agitation magnétique
- ✓ La bague-pivot soudée forme un axe éliminant les sources de frottement et maximisant l'efficacité de l'agitation
- ✓ Idéal pour les containers à fond incurvé
- ✓ En PTFE pur, agréé FDA
- ✓ Dimensions : 40 x 8 mm
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

1 Barreau
