

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	046077
<b>Désignation</b>	Barreau



---

### Description :

- ✓ Barreau cylindrique
- ✓ Bague pivot
- ✓ Agitation magnétique
- ✓ La bague-pivot soudée forme un axe éliminant les sources de frottement et maximisant l'efficacité de l'agitation
- ✓ Idéal pour les containers à fond incurvé
- ✓ En PTFE pur, agréé FDA
- ✓ Dimensions : 45 x 8 mm
- ✓ Coloris : blanc

### Unité de vente :

1 Barreau

---