

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------------------|
| Référence | 046091 |
| Désignation | Barreau d'agitation |



Description :

- ✓ Barreau d'agitation magnétique
- ✓ A bague pivot Spinbar
- ✓ Idéal pour les containers à fond incurvé
- ✓ En PTFE pur, agréé FDA
- ✓ La forme octogonale renforce l'effet d'agitation et de turbulence
- ✓ La bague-pivot soudée forme un axe éliminant les sources de frottement et maximisant l'efficacité de l'agitation
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions (l x Ø) : 28 x 8 mm

Unité de vente :

1 Barreau