

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	046412B
<b>Désignation</b>	Flacon ISO



### Description :

- ✓ En Verre borosilicaté
- ✓ Volume 100 ml
- ✓ Iso 4796
- ✓ Avec bague incolore et capuchon bleu GL 45 en polypropylène
- ✓ Gradués
- ✓ Ø corps : 57 mm
- ✓ Hauteur avec bouchon : 106 mm
- ✓ Autoclavable

### Unité de vente :

10 flacons