

## Désignation

- Eprouvette graduée pp économique 100ml

## Référence

- 046611

Unité de vente : 1



---

## Description

- En polypropylène
- Réalisées selon les normes ISO 6706-1981 et BS 5404 (2ème partie 1977) en polypropylène spéciale, très transparentes
- Autoclavables à 121 °C pendant 20 minutes
- Supportent une température de 100 °C pendant l'utilisation continue
- Graduations permanentes au relief
- Parois hydrorépulsives
- Absence totale de ménisques
- Chimiquement plus propres que le verre car elles ne donnent pas lieu à cessions ou absorptions chimiques
- Excellente résistance chimique
- Base pentagonale pour assurer une grande stabilité
- Volume : 100 ml
- Matériau : Polypropylène
- Dimensions :  $\varnothing$  x h : 30,5 x 249 mm
- Précision : +/- 1 ml
- Autoclavable
- Division : 1 ml
- Graduation : 10 ml

