

FICHE TECHNIQUE

Référence	046614
Désignation	Eprouvette 1000 ml



Description :

- ✓ Eprouvette économique en polypropylène spécial, très transparent
- ✓ Graduations permanentes en relief
- ✓ Excellente résistance chimique

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable à +121°C pendant 20 minutes
- ✓ Supportent une température de 100°C pendant l'utilisation continue
- ✓ Fabriquée selon les normes ISO 6706-1981 et BS 5404 (2^{ème} partie 1977)

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1000 ml
- ✓ Graduations : 100 ml – divisions 10 ml
- ✓ Précision : ± 10 ml
- ✓ Dimensions (\varnothing x h) : 66 x 439 mm

Unité de vente :

1 Eprouvette