


FICHE TECHNIQUE

Référence	046622
Désignation	Tube à centrifuger 50 ml



Description :

- ✓ Matériau : verre borosilicaté 3.3
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : non
- ✓ Tube à col lisse

Certificats :

- ✓ Stérile : non
- ✓ Autoclavable : oui

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 5 500g
- ✓ Volume : volume total : 60 ml / volume utile : 50 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 34 x 98 mm

Unité de vente : 1 Tube à centrifuger