

FICHE TECHNIQUE

Référence	046638
Désignation	Tube à centrifuger 50 ml



Description :

- ✓ Matériau : verre borosilicaté
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : non
- ✓ Tube à col lisse

Certificats :

- ✓ Stérile : non

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 5 500 g
- ✓ Volume : total : 50 ml / utile : 45 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 34 x 98 mm

Unité de vente : 1 Tube à centrifuger