

Désignation

- Tube à centrifuger conique avec cap vissant 25ml

Référence

- 046646

Unité de vente

- 1 Tube



Description

Tube à centrifuger conique avec cap vissant 25ml 24x98 mm

Caractéristiques techniques

- Matériau du tube : verre borosilicaté 3.3
- Paroi épaisse
- Volume : 25 ml
- Dimensions 24x98 mm
- Sans graduation
- Type de fermeture : bouchon vissant en polypropylène à joint silicone-PTFE
- Pour la centrifugation jusqu'à 5500g
- Fond conique (nécessite l'usage d'un adaptateur en centrifugeuse)