

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	046769
<b>Désignation</b>	Bain à ultrasons analogique



### Description :

- ✓ Idéal pour nettoyer et éliminer la saleté, la graisse, l'huile de tous les instruments de laboratoire
- ✓ En acier inoxydable
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Panier à commander séparément

### Certificats :

- ✓ Certificat CE

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Capacité : 1,8 L
- ✓ Température : 65°C fixe
- ✓ Puissance de chauffe : 86 W
- ✓ Fréquence ultrasons : 40 kHz
- ✓ Timer : 0-30 min
- ✓ Puissance : 230 V 50/60 Hz
- ✓ Dimensions intérieures : 150 x 135 x 100 mm
- ✓ Poids : 2,5 kg

### Unité de vente :

1 Bain à ultrasons