

## Désignation

- Cônes pour pipette Finntip™ 0.2-10 µL vrac

## Référence

- 047042

Unité de vente : 1000



---

## Description

- Finntip 10 µL sans filtre, non stérile, en vrac
- Pour un pipetage précis. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriqués avec des matières premières de grande qualité et les techniques de moulage les plus récentes. La conception de ces Finntips est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l'intérieur et à l'extérieur des cônes qui préviennent la rétention des liquides.
- Volume 10 µL
- Non stérile
- Couleur du plateau : Rose
- Longueur : 3.2 cm
- Format : en vrac
- À utiliser avec (équipement) : Thermo Scientific™ Finnpipette™ 10
- Qualité certifié