

Désignation

- Cônes pour pipette Finntip™ 10 ml rack

Référence

- 047043

Unité de vente : 960



---

**Description**

- Finntip 0.2-10 µL
- Pour un pipetage précis. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de grande qualité et les techniques de moulage les plus récentes. La conception de ces Finntips est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l'intérieur et à l'extérieur des cônes qui préviennent la rétention des liquides.
- Volume 10 µL
- Sans filtre
- Non stérile
- Couleur du plateau : Rose
- Longueur : 3.2 cm
- Compatibilité Thermo Scientific™ Finnpipette™ 10
- Format : Rack
- À utiliser avec (équipement) : Thermo Scientific™ Finnpipette™
- Fit for Purpose Certified Quality