


Désignation

- Cônes pour pipette Finntip™ 10 µL stérile rack

Référence

- 047044

Unité de vente : 960



Description

- Finntip 0.2-10 µL
- Pour un pipetage précis. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de grande qualité et les techniques de moulage les plus récentes. La conception de ces Finntips est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l'intérieur et à l'extérieur des cônes qui préviennent la rétention des liquides.
- Volume 10 µL
- Sans filtre
- Stérile
- Couleur du plateau : Rose
- Longueur : 3.2 cm
- Format : Rack
- À utiliser avec (équipement) : Thermo Scientific™ Finnpipette™
- Stérile et prêt pour la PCR