

# Finntip 20 $\mu$ l

## Référence

Référence	Conditionnement
9400620	1000/sachet
9400610	10 x 384/rack
9400613	10 x 384/rack, stérile
94052020	10 x 384/rack, filtre stérile

## Description du produit

- Finntip 20 / Finntip Filtre Micro 20  $\mu$ l stérile (94052020)

## CE

- Oui

## Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

## Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

## Caractéristiques

- Volume : 0,2-20  $\mu$ l
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Non
- Stérilité : Non (sauf 9400613 et 94052020, Certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 33 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieur : 0,9 mm , diamètre orifice au niveau de l'embout : 4,4 mm
- Poids net : 0,11 g, avec filtre 0,12 g

## Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2/0,2-2  $\mu$ l, micro, 0,5-5  $\mu$ l micro, 1-10  $\mu$ l micro



Visitez notre site pour plus d'information :

[thermofisher.com/finntip](http://thermofisher.com/finntip)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC