

Finntip 50µl

Référence

Référence	Conditionnement
9400360	1000/sachet
9400370	10 x 384/rack
9400373	10 x 384/rack, stérile
94052060	10 x 384/rack, filtre stérile

Description du produit

- Finntip 50 / Finntip Filtre Micro 50 µl, stérile (94052060)

CE

- Oui

Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

Caractéristiques

- Volume : 0,2-50 µl
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Non (sauf 94052060)
- Stérilité : Non (sauf 9400373 et 94052060, Certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 48 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieure : 0,9 mm , diamètre orifice au niveau de l'embout : 4,4 mm
- Poids net : 0,17 g, avec filtre 0,18 g

Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2/0,2-2 µl, micro, 0,5-5 µl micro, 1-10 µl micro, 2-20 µl micro, 5-50 µl micro.



Visitez notre site pour plus d'information :

thermofisher.com/finntip

ThermoFisher
SCIENTIFIC