

Finntip 200µl Version longue

Référence

Référence	Conditionnement
9400100	400 / Boîte
9400130	10 x 96 / Rack
9400133	10 x 96 / Rack, ,stérile
94052320	10 x 96 / Rack, filtre stérile

Description du produit

- Finntip 200 Ext / Finntip Filtre 200 µl Ext, stérile

CE

- Oui

Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

Caractéristiques

- Volume : 5-200 µl
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non (sauf 94052320)
- Filtre : Non (sauf 94052320)
- Stérilité : Non (sauf 9400133 et 94052320, Certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 78 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieure : 1,1 mm, diamètre orifice au niveau de l'embout : 7,5 mm
- Poids net : 0,52 g, avec filtre 0,55 g

Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2/5-50 µl/10-100 µl/20-200 µl



Visitez notre site pour plus d'information :

thermofisher.com/finntip

ThermoFisher
SCIENTIFIC