

FICHE TECHNIQUE

Référence	047057
Désignation	Pointes Finntip Universal 0,5-250 µl



Description :

- ✓ Pointes de très haute précision
- ✓ En polypropylène
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Autoclavables
- ✓ Sur rack (10x96)
- ✓ Rack avec couvercle
- ✓ Volume : 0,5-250 µl
- ✓ Longueur de la pointe : 5,2 cm

Unité de vente :

960 Pointes Finntip Universal 0,5-250 µl
