

FICHE TECHNIQUE

Référence	047058
Désignation	Pointes



Description :

- ✓ Pointes Finntips
- ✓ Très haute précision
- ✓ Stérile
- ✓ Certifiées sans endotoxines, ADN, DNase et RNase
- ✓ Autoclavables
- ✓ Sans filtre
- ✓ Racks à code couleur
- ✓ Couverts à charnière
- ✓ Longueur : 5.2 cm
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Volume : 0.5 – 250 µl
- ✓ Code couleur : jaune

Unité de vente :

10 boîtes de 96 Pointes
