

Désignation

- Pointe FINNTIP 250 μ L universal 0,5-250 μ L recharge rack 96 stérile Thermo

Référence

- 047059

Unité de vente : 1920



Description

- Kit de recharge Finntip 250 universel
- Volume : 250 μ l
- Sans filtre
- Non stérile
- Couleur : Jaune
- Longueur : 5.2 cm
- Format : Recharge
- Type de pointe : Adaptation universelle
- Conditionnement : 20 x 96 pointes
- À utiliser avec (équipement) : Thermo Scientific™ Finnpiquette™ 250
- Fabrication selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485 (certification CE/IVD)

