

# Finntip 300µl

## Référence

Référence	Conditionnement
9401240	20 000 / vrac
9401250	10 x 96 / rack
9401253	10 x 96 / rack, stérile
9401255	30 x 96 / recharge
9401260	1000 / sachet
94052350	10 x 96 / rack, filtre stérile

## Description du produit

- Finntip 300 / Finntip Filtre 300 µl, stérile (9401253, 94052350)

## CE

- Oui

## Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

## Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

## Caractéristiques

- Volume : 5-300 µl
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Non (sauf 94052350)
- Stérilité : Non (sauf 9401253 et 94052350, Certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 52 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieur : 1,1 mm, diamètre orifice au niveau de l'embout : 7,4 mm
- Poids net : 0,45 g, avec filtre 0,49 g

## Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1/F2: 5-50 µl/10-100 µl/20-200 µl/30-300 µl

Visitez notre site pour plus d'information :

[thermofisher.com/finntip](http://thermofisher.com/finntip)



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC