

FICHE TECHNIQUE

Référence	047080B
Désignation	Pointe Finntip 10ml 2-10ml vrac thermo



Description :

- ✓ Pour un pipetage précis. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de grande qualité et les techniques de moulage les plus récentes. La conception de ces Finntips est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l'intérieur et à l'extérieur des cônes qui préviennent la rétention des liquides.
- ✓ Finntip 10 ml, 1-10 ml, 15.0 cm, rouge
- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Non filtré
- ✓ Non stérile
- ✓ Couleur : Rouge
- ✓ Longueur : 15 cm
- ✓ Compatibilité Thermo Scientific™ Finnpipette™
- ✓ Format : En vrac
- ✓ À utiliser avec (équipement) : Thermo Scientific™ Finnpipette™
- ✓ Gamme de produits Finntip
- ✓ Fit for Purpose : Certified Quality

Unité de vente :

100 Pointes Finntip