

Désignation

- Cônes pour pipette Finntip™ 10 ml

Référence

- 047081B

Unité de vente : 120



Description

- Finntip 10 ml, 1-10 ml, 15.0 cm
- Pour un pipetage précis. Les cônes de pipette Thermo Scientific™ Finntip™ sont fabriquées avec des matières premières de grande qualité et les techniques de moulage les plus récentes. La conception de ces Finntips est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides. Nos sites de production automatisée modernes et notre expertise garantissent la fabrication de surfaces hydrophobes uniformément lisses à l'intérieur et à l'extérieur des cônes qui préviennent la rétention des liquides.
- Volume 10 ml
- Non stérile
- Code couleur du plateau : Rouge
- Longueur : 15 cm
- Compatibilité Thermo Scientific™ Finnpipette™
- Format : Rack
- À utiliser avec (équipement) : Thermo Scientific™ Finnpipette™
- Gamme de produits Finntip
- Fit for Purpose Certified Quality

