

# Finntip 10 $\mu$ l

## Référence

Référence	Conditionnement
9400310	1000/bag
9400300	10 x 96/rack
9400303	10x96/rack, stérile
9400326	4 x 192/rack + 10 x 192/refill
9400327	20 x 192 refill
94052000	10x96/rack, filtre stérile



## Description du produit

- Finntip 10 $\mu$ l / Finntip Filtre Micro 10  $\mu$ l, stérile (94052000)

## CE

- Oui

## Utilisation

- Les pointes Finntip et les pipettes forment un système de transfert de liquide.

## Composition

- Matériel : Polypropylène (PP), filtre PE

## Caractéristiques

- Volume : 0,2-10  $\mu$ l
- Couleur : Transparent
- Graduation : Non
- Filtre : Non
- Stérilité : Non (sauf 9400303 et 94052000, Certificat de pureté inclus dans le packaging)
- Longueur : 32 mm
- Largeur: diamètre orifice pointe extérieur : 0,8 mm , diamètre orifice au niveau de l'embout : 5,4 mm
- Poids net : 0,11 g, avec filtre 0,12 g

## Compatibilité pipette

- E.g. Finnpiquette™ F1 / F2 0,2-2  $\mu$ l, micro, 0,5-5  $\mu$ l micro, 1-10  $\mu$ l micro

Visitez notre site pour plus d'information :

[thermofisher.com/finntip](http://thermofisher.com/finntip)

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC